


Akcesoria do weterynarii

Pozycjonery





Zastaw trzech pozycjonerów w rozmiarach:

- L: 32 cm x 120 cm (h - 15cm)
- M: 25 cm x 60 cm (h - 15cm)
- S: 20 cm x 55 cm (h - 10cm)

**W zależności od wagi i wielkości zwierząt można
wybrać odpowiedni rozmiar pozycjonera**

Zastosowanie:

odpowiednie i wygodne stabilizowanie zwierząt podczas:

- badań diagnostycznych
- USG, RTG, TK, MRI
- drobnych zabiegów



Pozycjonery wykonane z wysokiej jakości pianki o dużej gęstości, która nie ulega odkształceniom i nie pochłania promieni RTG.

Wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje trwałość produktu.



seedmed

Health, Life, Love
We support You!

ul. Lewandowskiego 1

62-010 Pobiedziska