

# Nóż harmoniczny

## Ultrasonic Surgical System



# A FORCE



## Płaszcz

- 3 długości: 14 cm, 26 cm, 36 cm
- obrotowy – 360°



## Przetwornik

- Wielorazowy
- Częstotliwość pracy 55,5 kHz



## Nożyczki

- Zakrzywione ostrze ułatwia pracę operatorowi
- Zwążająca się końcówka poprawia precyzję cięcia i koagulacji
- Antyadhezyjna powłoka z PTFE zapewnia optymalne działanie

## Rękojeść

- Ergonomiczna budowa, typ pistoletowy
- Mechanizm dźwigniowo/dotykowy sygnalizujący pełne zamknięcie

## Generator


- Prosta obsługa, możliwość konfiguracji parametrów
- Łatwe podłączenie jednorazowych nożyczek
- Wózek ułatwiający transport urządzenia



## Cechy produktu

1. Wszechstronność – możliwość chwytania tkanki, cięcia i koagulacji przy użyciu jednego narzędzia
2. Inteligentny algorytm stabilizujący odpowiada za zamykanie naczyń w szerokim zakresie średnicy
3. Precyzyjne cięcie z zachowaniem hesmostazy
4. Minimalne pole rażenia tkanek w obrębie pracy końcówki tnącej (mniej niż 1 mm), co gwarantuje bezpieczeństwo pracy

## Models



Produkt	Kod	Opis produktu	Ilość w op.
Generator	K500	220V / 3 amp	1 szt.
Przetwornik	QUHP	Częstotliwość pracy – 55,5 kHz	1 szt.
	QUHS 36S	Średnica 5 mm, długość 360 mm	
Nożyczki	QUHS 23S	Średnica 5 mm, długość 230 mm	3 szt.
	QUHS 14S	Średnica 5 mm, długość 140 mm	
Wózek	K500C	Wózek noża harmonicznego	1 szt.

## MICONVEY TECHNOLOGIES CO., LTD

No.2 Yangliu Road,  
Huangshan Avenue, New North Zone, Chongqing, China  
Tel.: +86 21 6251 1116  
Fax: +86 21 62511151-ext.7031

Dystrybutor:

**SEEDMED**  
ul. Lewandowskiego 1  
62-010 Pobiedziska  
Mobile: +48 668 250 118  
e-mail: robert.ziarnik@seedmed.pl